

Link do produktu: <https://kaldekor.pl/materac-piankowy-samomasujacy-aurea-80-x-200-p-7015.html>

## Materac piankowy samomasujący Aurea 80 x 200 - Frankhauer



Cena brutto	<b>449,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Standardowy czas wysyłki	<b>3 - 4 dni</b>
Numer katalogowy	<b>molet1 Margrita</b>
Kod producenta	<b>molet1 Margrita</b>

### Opis produktu

## Materac piankowy samomasujący Aurea 80 x 200

- Typ materaca: **Piankowy**
- Twardość: **miękki H1/średni H2**
- Wysokość: **16 cm**
- Wysyłka: **24h**
- Gwarancja: **2 lata**

### Polecany dla:

- Alergików
- Osób lubiących spać na miękkiej powierzchni
- Osób ważących do 80 kg
- Osób ważących powyżej 60 kg
- Osób z problemami z kręgosłupem

### Skład/właściwości:

- piankowy
- piankowy 7 stref
- ortopedyczny
- antyalergiczny
- dla dwóch osób
- samomasujący
- pianka wysokoelastyczna
- Powierzchnię użytkową stanowią obie strony produktu.
- Antyalergiczna pianka zapewniająca odpowiednią przewodność oraz wentylację.
- Sprężyny o różnym stopniu sprężystości zostały rozmieszczone w siedmiu strefach twardości. Takie rozwiązanie zapewnia dostosowanie materaca do anatomicznych krzywizn kręgosłupa oraz sprawia, że każda część ciała znajduje podparcie adekwatne do swojego ciężaru.
- Wszystkie użyte surowce w trakcie produkcji materaca zostały dobrane tak, aby zlikwidować ryzyko wystąpienia

---

uczuleń.

- Materac o właściwościach ortopedycznych.
- Materiał o właściwościach antyalergicznym.
- Produkt o właściwościach antygrzybicznym.
- Materac miękki - odnosi się do średniej wagi użytkownika 80 kg. U osób o wadze powyżej 100 kg, materac odczuwalny będzie jako bardziej miękki i odwrotnie u osób o wadze poniżej 60 kg - odczuwalna twardość będzie większa.
- Materac średnio-twardy (odnosi się do średniej wagi użytkownika 80 kg. U osób o wadze powyżej 100 kg, materac odczuwalny będzie jako bardziej miękki i odwrotnie u osób o wadze poniżej 60 kg - odczuwalna twardość będzie większa).

Materac Aurea został zbudowany na bazie pianki poliuretanowej (10cm) oraz pianki moletowanej o grubości 3cm, która została zastosowana po obu stronach. Materiał ten charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością oraz stabilizuje powierzchnię materaca stanowiąc idealne podparcie dla kręgosłupa. Wysokość wkładu materaca to 16cm. Łączna wysokość materaca zależy od wybranego pokrowca. Produkcja i wysyłka materaca następuje w ciągu 24h od zaksięgowania środków na naszym koncie. Produkt objęty jest 2 letnią gwarancją.

Materac Aurea to model o dwóch twardościach. Po stronie z pianką czerwoną jest średnio-twardy H2 i odpowiedni dla użytkowników o wadze do 80kg, zaś po stronie z pianką niebieską jest miękki H1 i polecany dla osób o wadze do 60kg.

W materacu zastosowano po 3 cm moletowanej pianki PU z każdej strony materaca dzięki czemu Aurea posiada dwie twardości. Dzięki temu w łatwy sposób dostosujemy powierzchnię do własnych, indywidualnych potrzeb. Dzięki specjalnym żłobieniom i wypustkom w kształcie stożków materac posiada doskonałą cyrkulację powietrza, a także zyskuje profilowanie na 7 stref komfortu co pozwala osiągnąć optymalne podparcie kręgosłupa podczas snu. Pianka moletowana daje efekt mikromasażu. Poprzez swoje właściwości samomasujące zapobiega np. odleżynom. Pianki zastosowane w materacu Aurea są antyalergiczne i antygrzybiczne.

Materac podzielony jest na 7 stref twardości, co pozwala na lepsze dopasowanie do ciała.

Naszemu klientom oferujemy szeroki wybór pokrowców, których ceny są wliczane w koszt materaca. Porady dotyczące pielęgnacji pokrowców znajdują się tu. Dzięki zamkowi błyskawicznemu zdjęcie pokrowca jest niezwykle proste.

Materace piankowe należy użytkować ze stelażami, których prześwit listew nie jest większy, niż 3,5 cm.

## Sposób wysyłki materaca

Ile będę czekać na nowy materac?

Na każdej karcie produktu określony jest czas w jakim materac jest produkowany i przekazany przewoźnikowi. Produkcja trwa od 24 h do 10 dni roboczych. Dostawa materaca do Klienta trwać może od 24 h do 72h w przypadku materacy rolowanych. Materace wysyłane na płasko doręczane są w czasie do 7 dni roboczych.

Czy kurier wniesie materac?

Kierowca nie ma w obowiązku wnosić materaca do mieszkania.

Ile waży materac?

Materace które wysyłane są w formie zrolowanej ważą do 30 kg. Waga pozostałych modeli zależna jest od rozmiaru i użytych komponentów w materacu.

## Dostępne pokrowce

---

## Margrita

**Skład:**

- 73% poliester
- 27% polipropylen

**Właściwości:** antyalergiczny, odporny na odkształcenia i rozciągnięcia, wykonany z niepalnej tkaniny, tylko czyszczenie chemiczne

## Dormia

**Skład:**

- 100% poliester

**Właściwości:**

antyalergiczny, antygrzybiczny, antybakteryjny, przewiewny, delikatny w dotyku, odporny na rozciągnięcia, do prania w 40st.C

## Medicott/Tencel

**Skład:**

- 75% bawełna
  - 25% poliester
- Najbardziej naturalny pokrowiec.

**Właściwości:** antyalergiczny, antygrzybiczny, antybakteryjny, elastyczny, odporny na częste pranie, do prania w 30 st.C

## SilverActive

**Skład:**

- 33% tencel
  - 2 % bawełna,
  - 64 % poliamid
- 1% srebrna nitka

**Właściwości:**

antyalergiczny, antybakteryjny, antygrzybiczy, rozładowuje ładunki elektrostatyczne, do prania w 40st.C

## Aloe Vera Najczęściej wybierany pokrowiec

**Skład:**

- 
- 35% bawełna
  - 65% poliester z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu
- Najczęstszy wybór naszych Klientów.

**Właściwości:** ,  
antyalgiczny,  
antybakteryjny,  
przyjemny dla skóry,  
do prania w 40st.C

## Cashmere

**Skład:**

- 35% poliamid,
- 37% viskoza
- 22% poliester, 5% kaszmir

**Właściwości:** wytrzymały, delikatny w dotyku, wykonany z wełny pozyskiwanej z kóz kaszmirskich, do prania w 60st.C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz pokrowiec:** Aloe Vera , Cashmere , Dormia , Margrita , Medicott/Tencel , SilverActive