


Link do produktu: <https://kaldekor.pl/materac-pocket-memory-z-lateksem-hades-plus-90-x-190-p-7440.html>

## Materac pocket memory z lateksem Hades Plus 90 x 190\* - Frankhauer



Cena brutto	<b>1 629,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Standardowy czas wysyłki	<b>3 - 4 dni</b>
Numer katalogowy	<b>ham99 Margrita</b>
Kod producenta	<b>ham99 Margrita</b>

### Opis produktu

#### Materac pocket memory z lateksem Hades Plus 90 x 190\*

- Ilość sprężyn: **272 szt./m2**
- Twardość: **miękki H1**
- Wysokość: **20 cm**
- Producent: **Frankhauer**
- Gwarancja: **10 lat**

#### Polecany dla:

- Alergików
- Osób lubiących spać na miękkiej powierzchni
- Osób z problemami z kręgosłupem
- Par

#### Skład/właściwości:

- sprężynowy kieszeniowy/pocket 7 stref
- lateks
- pianka VISCO
- ortopedyczny
- antyalergiczny
- dla dwóch osób
  
- Powierzchnię użytkową stanowią obie strony produktu.
- W materacu kieszeniowym każda sprężyna znajduje się w oddzielnym materiałowym woreczku. Dzięki temu działają one niezależnie od siebie a materac ma sprężystość punktową, czyli ugina się tylko w punkcie nacisku. Materace kieszeniowe polecane są dla par, ponieważ struktura formatki pocketowej sprawia, że ruchy jednej osoby nie są odczuwane w drugiej części materaca.
- Reaguje na ciepło wydzielane przez ciało, dopasowując się do jego kształtu. Po obniżeniu swojej temperatury powoli wraca do pierwotnej formy.
- Pianka o punktowej elastyczności zapewnia odpowiednie podparcie dla kręgosłupa. Posiada właściwości ortopedyczne.

- 
- Antyalergiczna pianka zapewniająca odpowiednią przewodność oraz wentylację.
  - Sprężyny o różnym stopniu sprężystości zostały rozmieszczone w siedmiu strefach twardości. Takie rozwiązanie zapewnia dostosowanie materaca do anatomicznych krzywizn kręgosłupa oraz sprawia, że każda część ciała znajduje podparcie adekwatne do swojego ciężaru.
  - Owata zapewnia doskonałe ocieplenie i wentylację.
  - Użycie siatki wentylującej zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza wewnątrz materaca.
  - Produkt posiada praktyczny zamek błyskawiczny.
  - Materac o właściwościach ortopedycznych.
  - Materiał o właściwościach antyalergicznych.
  - Produkt o właściwościach antygrzybiczych.
  - Materac miękki - odnosi się do średniej wagi użytkownika 80 kg. U osób o wadze powyżej 100 kg, materac odczuwalny będzie jako bardziej miękki i odwrotnie u osób o wadze poniżej 60 kg - odczuwalna twardość będzie większa.
  - Materac średnio-twardy (odnosi się do średniej wagi użytkownika 80 kg. U osób o wadze powyżej 100 kg, materac odczuwalny będzie jako bardziej miękki i odwrotnie u osób o wadze poniżej 60 kg - odczuwalna twardość będzie większa).

Materac Hades Plus to miękki materac, który składa się ze sprężyn kieszeniowych w ilości 272 szt. na m2 oraz połączenia pianki VISCO z pianką lateksową z jednej strony oraz pianki poliuretanowej z drugiej. Model Plus posiada wyższy wkład pianki poliuretanowej. Każda ze sprężyn, umieszczona w osobnej kieszonce pracuje indywidualnie. Materac reaguje na nacisk w konkretnym miejscu, nie wpływając na pozostałą powierzchnię materaca. Sprężyny zostały podzielone na 7 stref twardości, które zostały rozmieszczone grubością według części ciała, które podtrzymują. Grubość wkładu materaca to 20 cm. Łączna wysokość materaca zależy od wybranego pokrowca. Produkcja materaca następuje w ciągu 24h od daty zaksięgowania środków. Gwarancja to 10 lat na wkład sprężynowy.

Materac Hades Plus to model o dwóch twardościach. Od strony pianki memory i lateksu materac jest miękki H1 i polecany dla osób o wadze do 60kg. Strona z pianką poliuretanową utwardza powierzchnię do średniej twardości H2, ta twardość zalecana jest dla osób o wadze do 80kg.

Pianka memory, nazywana także pianką VISCO pod wpływem ciepła dostosowuje się do kształtu ciała, pozwalając mu zachować optymalne podparcie na całej jego powierzchni. Dopasowuje się do naturalnych krzywizn kręgosłupa oraz redukuje ucisk na jaki często jest narażona szyja i ramiona oraz odcinek krzyżowy kręgosłupa. Lateks, który usytuowany jest pod pianką memory tłumi odgłos sprężyn i zapewnia optymalne podparcie dla kręgosłupa. To idealne połączenie materiałów zapewnia wysoki komfort odpoczynku dla użytkowników z problemami z kręgosłupem. Dodatkowa warstwa pianki poliuretanowej sprawia, że materac jest jeszcze bardziej trwały. Użyte komponenty są antyalergiczne dlatego też model ten świetnie sprawdzi się dla osób z problemami z alergią. Model szczególnie polecamy dla par ze względu na kieszeniowe ułożenie sprężyn- nie odczuwamy ruchów partnera, materac ugina się tylko w miejscu nacisku. Materac Hades Plus został wzbogacony w boczny pas wentylujący, który poprawia cyrkulację powietrza w materacu.

Dzięki podziałowi na 7 stref twardości materac układa się idealnie pod ciałem, zapewniając prawidłowe podparcie dla poszczególnych części ciała.

W naszym sklepie sprzedajemy materac wraz z pokrowcem. Pamiętaj więc, aby wybrać również pokrowiec, który będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb. Cena pokrowca jest wliczona w cenę materaca. Pokrowiec musi być odpowiednio czyszczony. Materac posiada wbudowany zamek błyskawiczny. Wersja Plus została wzbogacona o rozdzielczy zamek- pokrowiec możemy ściągać na dwie osobne części. Do modelu Hades Plus polecamy stelaże bez regulacji, których prześwit między szczeblami nie jest większy niż 5cm.

Materac można zamówić na wybrany przez siebie rozmiar. W tym celu proszę skorzystać z kalkulatora, który dostępny jest pod tabelą z rozmiarami lub proszę skontaktować się z konsultantem.

## Sposób wysyłki materaca

**Materac do rozmiaru 180cm do transportu jest rolowany!** Jeśli nie życzą sobie Państwo zwijania materaca prosimy o dodanie takiej informacji w uwagach do zamówienia. Czas dostawy w takim przypadku wydłuży się do 7 dni roboczych.

Ile będę czekać na nowy materac?

Na każdej karcie produktu określony jest czas w jakim materac jest produkowany i przekazany przewoźnikowi. Produkcja trwa od 24 h do 10 dni roboczych. Dostawa materaca do Klienta trwać może od 24 h do 72h w przypadku materacy rolowanych. Materace wysyłane na płasko doręczane są w czasie do 7 dni roboczych.

Czy kurier wniesie materac?

Kierowca nie ma w obowiązku wnosić materaca do mieszkania.

---

Ile waży materac?

Materace które wysyłane są w formie zrolowanej ważą do 30 kg. Waga pozostałych modeli zależna jest od rozmiaru i użytych komponentów w materacu.

## Dostępne pokrowce

### Dormia

**Skład:**

- 100% poliester

**Właściwości:**

antyalergiczny,  
antygrzybiczny,  
antybakteryjny,  
przewiewny,  
delikatny w dotyku,  
odporny na rozciągnięcia,  
do prania w 40st.C

### Aloe Vera Najczęściej wybierany pokrowiec

**Skład:**

- 35% bawełna
  - 65% poliester z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu
- Najczęstszy wybór naszych Klientów.

**Właściwości:**

antyalergiczny,  
antybakteryjny,  
przyjemny dla skóry,  
do prania w 40st.C

### Margrita

**Skład:**

- 73% poliester
- 27% polipropylen

**Właściwości:** antyalergiczny,  
odporny na odkształcenia i rozciągnięcia,  
wykonany z niepalnej tkaniny,  
tylko czyszczenie chemiczne

### SilverActive

**Skład:**

- 33% tencel
  - 2 % bawełna,
  - 64 % poliamid
- 1% srebrna nitka

---

**Właściwości:**

antyalegiczny,  
antybakteryjny,  
antygrzybiczy,  
rozładowuje ładunki elektrostatyczne,  
do prania w 40st.C

**Medicott/Tencel****Skład:**

- 75% bawełna
- 25% poliester

Najbardziej naturalny pokrowiec.

**Właściwości:** antyalergiczny, antygrzybiczny, antybakteryjny,  
elastyczny,  
odporny na częste pranie,  
do prania w 30 st.C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz pokrowiec:** Aloe Vera , Dormia , Margrita , Medicott/Tencel , SilverActive