


Link do produktu: <https://kaldekor.pl/materac-pocket-posejdon-90-x-200-p-6991.html>

## Materac pocket Posejdon 90 x 200 - Frankhauer



Nasza cena brutto	<b>749,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 - 4 dni</b>
Numer katalogowy	<b>m66 Margrita</b>
Kod producenta	<b>m66 Margrita</b>

### Opis produktu

#### Materac pocket Posejdon 90 x 200

- Ilość sprężyn: **272 szt./m2**
- Twardość: **średni H2**
- Wysokość: **16 cm**
- Producent: **Frankhauer**
- Wysyłka: **24h (0 zł)**
- Gwarancja: **10 lat**

#### Polecany dla:

- Alergików
- Osób ważących powyżej 60 kg
- Osób z problemami z kręgosłupem
- Par

#### Skład/właściwości:

- sprężynowy kieszeniowy/pocket 7 stref
- antyalergiczny
- dla dwóch osób
  
- Powierzchnię użytkową stanowią obie strony produktu.
- W materacu kieszeniowym każda sprężyna znajduje się w oddzielnym materiałowym woreczku. Dzięki temu działają one niezależnie od siebie a materac ma sprężystość punktową, czyli ugina się tylko w punkcie nacisku. Materace kieszeniowe polecane są dla par, ponieważ struktura formatki pocketowej sprawia, że ruchy jednej osoby nie są odczuwane w drugiej części materaca.
- Antyalergiczna pianka zapewniająca odpowiednią przewodność oraz wentylację.
- Sprężyny o różnym stopniu sprężystości zostały rozmieszczone w siedmiu strefach twardości. Takie rozwiązanie zapewnia dostosowanie materaca do anatomicznych krzywizn kręgosłupa oraz sprawia, że każda część ciała znajduje podparcie adekwatne do swojego ciężaru.
- Owata zapewnia doskonałe ocieplenie i wentylację.

- 
- Produkt posiada praktyczny zamek błyskawiczny.
  - Materiał o właściwościach antyalergicznym.
  - Produkt o właściwościach antygrzybicznym.
  - Materac średnio-twardy (odnosi się do średniej wagi użytkownika 80 kg. U osób o wadze powyżej 100 kg, materac odczuwalny będzie jako bardziej miękki i odwrotnie u osób o wadze poniżej 60 kg - odczuwalna twardość będzie większa).

Materac Posejdon posiada właściwości ortopedyczne i w szczególności polecany jest dla osób, u których występują problemy z kręgosłupem. Formatka sprężynowa 7 stref sprawia, że Posejdon jest także idealnym wyborem dla par, gdyż sprężyny nie przenoszą drgań i ruchy osoby śpiącej obok stają się nieodczuwalne. Wszystkie komponenty użyte w materacu posiadają właściwości antyalergiczne, więc materac jest odpowiedni dla alergików.

Dzięki podziałowi na 7 stref twardości materac idealnie dopasowuje się do naturalnego kształtu ciała, zapewniając niezbędne oparcie dla kręgosłupa.

Materac Posejdon jest to model zbudowany ze sprężyn kieszeniowych oraz pianki ComfortBase (pianki poliuretanowej). W swojej strukturze posiada on ok. 272 sprężyn na metr kwadratowy, dzięki czemu doskonale dopasowuje się do sylwetki. Materac został obustronnie wyposażony w warstwy z Pianki ComfortBase. Formatka kieszeniowa została podzielona na 7 stref twardości, które poprzez zróżnicowaną twardość idealnie podpierają poszczególne części ciała. Grubość wkładu materaca wynosi 16 cm. Łączna wysokość materaca zależy będzie od wybranego pokrowca. Produkcja materaca następuje w ciągu 24h od zaksięgowania wpłaty za zamówienie. Produkt objęty jest 10-letnią gwarancją na wkład sprężynowy.

Materac Posejdon to model średnio twardy o oznaczeniu H2, najczęściej wybierany przez klientów o wadze między 60 a 80kg.

Materace w naszym sklepie sprzedawane są wraz z pokrowcem. Przy składaniu zamówienia proszę wybrać odpowiedni model - cena pokrowca wliczona jest w cenę materaca. Pokrowiec należy czyścić zgodnie z zaleceniami, o których można przeczytać tutaj. Zdejmowanie pokrowca ułatwia wbudowany zamek błyskawiczny. Do modeli kieszeniowych szczególnie polecamy specjalne stelaże bez regulacji, których prześwit listew nie przekracza 5 cm.

Zapewniamy możliwość wykonania materaca na wymiar. W tym celu prosimy skorzystać z kalkulatora znajdującego się pod tabelą rozmiarów lub skontaktować się z konsultantem.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również model Materac pocket Posejdon Plus. Wzbogacony o dodatkową piankę oraz taśmę wentylującą. Zobacz materac

## Sposób wysyłki materaca

**Materac do rozmiaru 180cm do transportu jest rolowany!** Jeśli nie życzą sobie Państwo zwijania materaca prosimy o dodanie takiej informacji w uwagach do zamówienia. Czas dostawy w takim przypadku wydłuży się do 7 dni roboczych.

Ile będę czekać na nowy materac?

Na każdej karcie produktu określony jest czas w jakim materac jest produkowany i przekazany przewoźnikowi. Produkcja trwa od 24 h do 10 dni roboczych. Dostawa materaca do Klienta trwać może od 24 h do 72h w przypadku materacy rolowanych. Materace wysyłane na płasko doręczane są w czasie do 7 dni roboczych.

Czy kurier wniesie materac?

Kierowca nie ma w obowiązku wnosić materaca do mieszkania.

Ile waży materac?

Materace które wysyłane są w formie zrolowanej ważą do 30 kg. Waga pozostałych modeli zależna jest od rozmiaru i użytych komponentów w materacu.

## Dostępne pokrowce

### Dormia

#### Skład:

- 100% poliester

---

**Właściwości:**

antygrzybiczny,  
antybakteryjny,  
przewiewny,  
delikatny w dotyku,  
odporny na rozciągnięcia,  
do prania w 40st.C

**Margrita****Skład:**

- 73% poliester
- 27% polipropylen

**Właściwości:** antyalergiczny,  
odporny na odkształcenia i rozciągnięcia,  
wykonany z niepalnej tkaniny,  
tylko czyszczenie chemiczne

**Aloe Vera Najczęściej wybierany pokrowiec****Skład:**

- 35% bawełna
- 65% poliester z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu

Najczęstszy wybór naszych Klientów.

**Właściwości:**

,  
antybakteryjny,  
przyjemny dla skóry,  
do prania w 40st.C

**SilverActive****Skład:**

- 33% tencel
  - 2 % bawełna,
  - 64 % poliamid
- 1% srebrna nitka

**Właściwości:**

antybakteryjny,  
antygrzybiczy,  
rozładowuje ładunki elektrostatyczne,  
do prania w 40st.C

**Medicott/Tencel****Skład:**

- 75% bawełna

---

- 25% poliester

Najbardziej naturalny pokrowiec.

**Właściwości:** antyalergiczny, antygrzybiczny, antybakteryjny, elastyczny, odporny na częste pranie, do prania w 30 st.C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz pokrowiec:** Aloe Vera , Dormia , Margrita , Medicott/Tencel , SilverActive